## 乳癌诊测仪 (舒怡 - ComfortScan)

# 性能分析报告

DOBI Medical International, INC.

新奥博为技术有限公司

2011年1月12日

### 一. 引言

来自北京 301 医院满足条件:

- 1. 经超声测量肿块最长径≤2cm;
- 同时具有超声(US)、乳癌诊测仪(舒怡 ComfortScan) (CS)及病理诊断结果的临床病例共 53 例。本报告对此 数据进行了"超声+乳癌诊测仪(舒怡 – ComfortScan)"联 合使用诊断的 ROC 分析。

受试者运行特征(ROC)曲线是一种重要的客观性能度量。它描绘了灵敏度随特异度的变化关系。在下面的分析里,通过两种联合使用诊断方法共计算出 50 组灵敏度、特异度、准确度数据,并生成 ROC 曲线。

### 二. 联合使用方法一

对于每一种仪器的单独使用,根据阅片结果其初步结论可分为如 下六种情况:

第零种(O): 良性、可能良性、不确定、可疑恶性、恶性认为是恶性; 第一种(I): 良性认为是良性,可能良性、不确定、可疑恶性、恶性认为是恶性; 第二种(II): 良性、可能良性认为是良性,不确定、可疑恶性、恶性认为是恶性; 第三种(III): 良性、可能良性、不确定认为是良性,可疑恶性、恶性认为是恶性; 第四种(IV): 良性、可能良性、不确定、可疑恶性认为是良性,恶性认为是恶性; 第五种(V): 良性、可能良性、不确定、可疑恶性、恶性认为是良性。

因此对于超声+ComfortScan 联合使用诊断,共有 36 种组合。本次分析选择了其中最有意义的 24 种组合。对于每一种组合,首先对 53 例

病例进行分类。

例如,组合 III+II 意味着超声使用第三种初步结论,而 ComfortScan 使用第二种初步结论。病例分类结果如表 0 所示:

	US 良/CS 良	US 良/CS 恶	US 恶/CS 良	US 恶/CS 恶	总
					计
病理	0	1	1	19	21
恶					
病理	11	11	5	5	32
良					
总计	11	12	6	24	53

### 表 0: 组合 III+II 的病例分类

至此联合使用诊断的最终结论仍然有 16 种可能性。本次分析只选择 其中有代表意义的两三种可能性(标记为 a、b、或者 c)计算相应的 灵敏度、特异度和准确度。例如,按照只有 US 恶/CS 恶才最终诊断 为恶的准则得到的灵敏度为 90.5%,特异度为 84.4%,准确度 86.8%。 表1列出了按照这种方法计算的 42 组数据。

### 表 1: US+CS 组合联合诊断

US+CS		灵敏度	特异度	准确度	1-特异度
I + I	a	100.0%	31.3%	58.5%	68.7%
	b	95.2%	46.9%	66.0%	53.1%
I + II	a	95.2%	71.9%	81.1%	28.1%
	b	100.0%	31.3%	58.5%	68.7%
I +III	a	66.7%	100.0%	86.8%	0.0%
	b	100.0%	31.3%	58.5%	68.7%
I +IV	a	4.8%	100.0%	62.3%	0.0%
	b	100.0%	31.3%	58.5%	68.7%
II + I	a	95.2%	50.0%	67.9%	50.0%
	b	100.0%	34.4%	60.4%	65.6%
II + II	a	95.2%	71.9%	81.1%	28.1%
	b	95.2%	68.8%	79.2%	31.2%
II +III	а	66.7%	100.0%	86.8%	0.0%
	b	95.2%	68.8%	79.2%	31.2%
II +IV	a	100.0%	34.4%	60.4%	65.6%
	b	4.8%	100.0%	60.4%	0.0%
III+ I	a	90.5%	75.0%	81.1%	25.0%
	b	95.2%	68.8%	79.2%	31.2%
	c	100.0%	12.5%	47.2%	87.5%
III+II	a	90.5%	84.4%	86.8%	15.6%
	b	95.2%	68.8%	79.2%	31.2%
	с	100.0%	34.4%	60.4%	65.6%
III+III	a	66.7%	100.0%	86.8%	0.0%
	b	95.2%	68.8%	79.2%	31.2%
III+IV	a	4.8%	100.0%	62.3%	0.0%
	b	95.2%	68.8%	79.2%	31.2%
IV+ I	а	38.1%	100.0%	75.5%	0.0%
	b	95.2%	18.8%	49.1%	81.2%
IV+II	a	38.1%	100.0%	75.5%	0.0%
	b	95.2%	50.0%	67.9%	50.0%
IV+III	a	25.8%	100.0%	75.5%	0.0%
	b	76.2%	96.9%	88.7%	3.1%
IV+IV	a	42.9%	100.0%	77.4%	0.0%
	b	38.1%	100.0%	75.5%	0.0%
V+I	a	95.2%	18.8%	49.1%	81.2%
V+II	a	95.2%	50.0%	67.9%	50.0%
V+III	a	71.4%	96.9%	86.8%	3.1%
V+IV	a	4.8%	100.0%	62.3%	0.0%
I+V	a	0.0%	68.8%	41.5%	31.2%
II+V II+V	b a	0.0%	65.7%	39.6%	34.3%
III+V III+V	a	4.8%	34.4%	22.6%	65.6%
IV+V	a	61.9%	0.0%	24.5%	100.0%

### 二. 联合使用方法二

首先对于每种仪器单独使用的阅片结果做如下标记: US: 良性 (a) 可能良性 (b) 不确定 (c) 可疑恶性 (d) 恶性 (e); CS: 良性 (1) 可能良性 (2) 不确定 (3) 可疑恶性 (4) 恶性 (5)。 然后对每个病历进行联合分类。假如某个病例被分类为 c2, 意味着 这个病例被超声阅片者定为不确定,但是被 ComfortScan 阅片者定为 可能良性。表 2 列出了全部 53 个病例的分类情况。

### 表 2: US+CS 联合应用病历分类总结

	a1	a2	a3	a4	a5	b 1	b2	b3	b4	b5	c1	c2
病理 恶	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
病理良	1	2	6	1	0	0	1	0	0	0	3	4
总计	1	2	6	1	0	0	1	0	0	0	3	4

	c3	c4	c5	d1	d2	d3	d4	d5	e1	e2	e3	e4	e5	总计
病理 恶	1	0	0	1	0	3	7	1	0	0	2	6	0	21
病理 良	4	0	0	2	3	5	0	0	0	0	0	0	0	32
总计	5	0	0	3	3	8	7	1	0	0	2	6	0	53

在所有可能的联合使用诊断准则中,选择有代表性的 8 种计算了 对应的灵敏度、特异度和准确度。其中 a1,a2,a3,a4,a5,b1,b2,b3,b4,c1,c2 类被诊断为良性, e1,e2,e3,e4,e5,d2,d4,d5,c4,c5,b5 类被诊断为恶性, 而 c3,d1,d3 类可以被诊断为良性或者恶性。表 3 列出了这 8 种情况的 计算结果。

	灵敏度	特异度	准确度	1-特异度
C3 良 d1 良 d3 恶	90.5%	84.4%	86.8%	15.6%
C3 良 d1 恶 d3 良	80.9%	93.7%	88.7%	6.3%
C3 良 d1 恶 d3 恶	95.2%	78.1%	84.9%	21.9%
C3 恶 d1 恶 d3 良	85.7%	81.3%	83.0%	18.7%
C3 恶 d1 良 d3 恶	95.2%	71.9%	81.1%	28.1%
C3 恶 d1 良 d3 良	80.9%	87.5%	84.9%	12.5%
C3 良 d1 良 d4 良	76.2%	100.0%	90.6%	0.0%
C3 恶 d1 恶 d5 恶	100.0%	65.6%	79.2%	34.4%

#### 表 3: 局部优化联合使用诊断的计算结果

### 三. 联合使用诊断的ROC曲线

图 1 是结合所有 50 组数据的 ROC 散点分布及拟合曲线。曲线拟 合使用 Matlab 工具 cftool 的 Rational 方法,其中分子分母均为二阶多 项式,拟合精度 RMSE=0.02779。Y-轴上的重复数据被排除而只保留 原点。某些临床无意义的点包括在方框原点对角线右下部的点亦被排 除。同时 CS 或 US 单独使用的 ROC 散点图及拟合曲线也包括在内。 对于 US 情形,曲线拟合 Rational 方法的分子为一阶,分母为二阶多 项式。对于 CS 情形,曲线拟合 Rational 方法的分子为二阶,分母为

一阶多项式。





图 1: US+CS 联合使用诊断 ROC 曲线

图 2 显示具有临床意义、放大的图 1 左上角部分(一般临床使用 敏感度要不小于 60%和特异度要不小于 50%)。由此可以清晰看出 CS+US 联合使用的性能高于 CS 单独使用。而 CS 单独使用的性能则 优于 US 单独使用。特别值得说明的是, ROC 曲线越接近左上角, 仪 器性能越好。

### 图 2: US+CS 联合使用诊断 ROC 曲线放大比较



作为对比,表 4 列出了 ComfortScan 和超声单独使用时依照第二 节的 6 种诊断方法计算的 ROC 数据。

表 4:	ComfortScan	与超声独立诊断 ROC

		灵敏度	特异度	1-特异度
US	0	100.0%	0.0%	100.0%
US	Ι	100.0%	31.3%	68.7%
US	II	100.0%	34.4%	65.6%

US	III	95.2%	68.8%	31.2%
US	IV	38.1%	100.0%	0.0%
US	V	0.0%	100.0%	0.0%
CS	0	100.0%	0.0%	100.0%
CS	Ι	95.2%	18.8%	81.2%
CS	II	95.2%	50.0%	50.0%
CS	III	66.7%	96.9%	3.1%
CS	IV	4.8%	100.0%	0.0%
CS	V	0.0%	100.0%	0.0%

### 四. 结论

基于在灵敏度大于等于 90%的条件下,"超声加 ComfortScan"联合使用的特异度相对于超声独立使用和 ComfortScan 独立使用分别提高了 15.6%和 34.4%。

在特异度大于等于 80%的条件下, 超声+ ComfortScan 联合使用的 灵敏度可达到 90.5%, 远高于超声独立使用的 38.1%, 或 ComfortScan 独立使用的 66.7%。

对比综合考量灵敏度和特异度的 Youden 指数(准确度),超声+ ComfortScan 联合使用的值为 0.749,明显高于超声独立使用的 0.64 或 ComfortScan 独立使用的 0.634 – 准确度提高了 10%以上.